

雷射健发梳的新特色

雷射健发梳是一种非常有效的治疗方式，如果正确地使用能使头发更茂密、更强硬、更健康。为了区分雷射健发梳移动的时间，HairMax 增加了每隔 4 秒就会发出声响的功能。现在使用者在治疗过程中，可以听到声响指示你将梳子移动到下一个地方。请您阅读使用说明书可得到更详细的雷射健发梳使用说明。

开启和关闭声响功能说明



先按(1)' power' 钮，再按(2)' laser' 钮开启雷射健发梳电源和声响功能。每隔 4 秒可以听见雷射健发梳发出规律的声响。

(图一:按(1)power 钮再按(2)laser 钮启动雷射和声响功能)

这个新增加的声音是用来帮助你测定移动的时间或步骤方法。握住雷射健发梳停留在同一个地方 4 秒钟，然后移动大约 0.5 英吋(1.27 公分)到下一个地方。照着这个方式越过患处直到经过全部头皮达两次。



如果你比较喜欢使用没有声响的雷射健发梳，再按 laser 钮一下，你会听到响应一声，之后就会停止每隔 4 秒发出声响的功能。只要再按(2)laser 钮一下，就会再次启动声响功能。

(图二:按钮(2)关闭声响功能)