

雷射健髮梳的新特色

雷射健髮梳是一種非常有效的治療方式，如果正確地使用能使頭髮更茂密、更強硬、更健康。為了區分雷射健髮梳移動的時間，HairMax 增加了每隔 4 秒就會發出聲響的功能。現在使用者在治療過程中，可以聽到聲響指示你將梳子移動到下一個地方。請您閱讀使用說明書可得到更詳細的雷射健髮梳使用說明。

開啓和關閉聲響功能說明



先按(1)' power' 鈕，再按(2)' laser' 鈕開啓雷射健髮梳電源和聲響功能。每隔 4 秒可以聽見雷射健髮梳發出規律的聲響。

(圖一:按(1)power 鈕再按(2)laser 鈕啓動雷射和聲響功能)

這個新增加的聲音是用來幫助你測定移動的時間或步驟方法。握住雷射健髮梳停留在同一個地方 4 秒鐘，然後移動大約 0.5 英吋(1.27 公分)到下一個地方。照著這個方式越過患處直到經過全部頭皮達兩次。



如果你比較喜歡使用沒有聲響的雷射健髮梳，再按 laser 鈕一下，你會聽到回應一聲，之後就會停止每隔 4 秒發出聲響的功能。只要再按(2)laser 鈕一下，就會再次啓動聲響功能。

(圖二:按鈕(2)關閉聲響功能)